

 **ORLOS**
Ortho-Medical Locking Plate System

Locking Plate System 3.0



OrLoS Kortikalisschrauben winkelstabil 3.0 / selbstschneidend OrLoS Cortical Screws angle-stable 3.0 / self tapping

Titan · Titanium	ø	Länge · Length	VPE · PU
92-400.12	3.0 mm	12 mm	1
92-400.14	3.0 mm	14 mm	1
92-400.16	3.0 mm	16 mm	1
92-400.18	3.0 mm	18 mm	1
92-400.20	3.0 mm	20 mm	1
92-400.22	3.0 mm	22 mm	1
92-400.24	3.0 mm	24 mm	1
92-400.26	3.0 mm	26 mm	1
92-400.28	3.0 mm	28 mm	1
92-400.30	3.0 mm	30 mm	1
92-400.32	3.0 mm	32 mm	1
92-400.34	3.0 mm	34 mm	1
92-400.36	3.0 mm	36 mm	1
92-400.38	3.0 mm	38 mm	1
92-400.40	3.0 mm	40 mm	1
92-400.42	3.0 mm	42 mm	1
92-400.44	3.0 mm	44 mm	1
92-400.46	3.0 mm	46 mm	1
92-400.48	3.0 mm	48 mm	1
92-400.50	3.0 mm	50 mm	1
92-400.52	3.0 mm	52 mm	1
92-400.54	3.0 mm	54 mm	1
92-400.56	3.0 mm	56 mm	1
92-400.58	3.0 mm	58 mm	1
92-400.60	3.0 mm	60 mm	1



Schraubendurchmesser Screw Diameter 3.0 mm
Kerndurchmesser Core diameter 2.1 mm
Kopfdurchmesser Head diameter 4.0 mm
Bohrer f. Gewindeloch Drill bit for threaded hole 2.5 mm
Kompatibel zu T-Drive 8 Compatible to T-Drive 8

OrLoS Spongiosaschrauben winkelstabil 3.0 / selbstschneidend OrLoS Cancellous Screws angle-stable 3.0 / self tapping

Titan · Titanium	ø	Länge · Length	VPE · PU
92-401.12	3.0 mm	12 mm	1
92-401.14	3.0 mm	14 mm	1
92-401.16	3.0 mm	16 mm	1
92-401.18	3.0 mm	18 mm	1
92-401.20	3.0 mm	20 mm	1
92-401.22	3.0 mm	22 mm	1
92-401.24	3.0 mm	24 mm	1
92-401.26	3.0 mm	26 mm	1
92-401.28	3.0 mm	28 mm	1
92-401.30	3.0 mm	30 mm	1
92-401.32	3.0 mm	32 mm	1
92-401.34	3.0 mm	34 mm	1
92-401.36	3.0 mm	36 mm	1
92-401.38	3.0 mm	38 mm	1
92-401.40	3.0 mm	40 mm	1
92-401.42	3.0 mm	42 mm	1
92-401.44	3.0 mm	44 mm	1
92-401.46	3.0 mm	46 mm	1
92-401.48	3.0 mm	48 mm	1
92-401.50	3.0 mm	50 mm	1
92-401.52	3.0 mm	52 mm	1
92-401.54	3.0 mm	54 mm	1
92-401.56	3.0 mm	56 mm	1
92-401.58	3.0 mm	58 mm	1
92-401.60	3.0 mm	60 mm	1



Schraubendurchmesser Screw Diameter 3.0 mm
Kerndurchmesser Core diameter 1.6 mm
Kopfdurchmesser Head diameter 4.0 mm
Bohrer f. Gewindeloch Drill bit for threaded hole 2.0 mm
Kompatibel zu T-Drive 8 Compatible to T-Drive 8

OrLoS Kortikalisschrauben 3.0 / selbstschneidend OrLoS Cortical Screws 3.0 / self tapping



Schraubendurchmesser Screw Diameter 3.0 mm
Kerndurchmesser Core diameter 2.1 mm
Kopfdurchmesser Head diameter 4.0 mm
Bohrer f. Gewindeloch Drill bit for threaded hole 2.5 mm
Kompatibel zu T-Drive 8 Compatible to T-Drive 8

Titan · Titanium	ø	Länge · Length	VPE · PU
92-403.12	3.0 mm	12 mm	1
92-403.14	3.0 mm	14 mm	1
92-403.16	3.0 mm	16 mm	1
92-403.18	3.0 mm	18 mm	1
92-403.20	3.0 mm	20 mm	1
92-403.22	3.0 mm	22 mm	1
92-403.24	3.0 mm	24 mm	1
92-403.26	3.0 mm	26 mm	1
92-403.28	3.0 mm	28 mm	1
92-403.30	3.0 mm	30 mm	1
92-403.32	3.0 mm	32 mm	1
92-403.34	3.0 mm	34 mm	1
92-403.36	3.0 mm	36 mm	1
92-403.38	3.0 mm	38 mm	1
92-403.40	3.0 mm	40 mm	1
92-403.42	3.0 mm	42 mm	1
92-403.44	3.0 mm	44 mm	1
92-403.46	3.0 mm	46 mm	1
92-403.48	3.0 mm	48 mm	1
92-403.50	3.0 mm	50 mm	1
92-403.52	3.0 mm	52 mm	1
92-403.54	3.0 mm	54 mm	1
92-403.56	3.0 mm	56 mm	1
92-403.58	3.0 mm	58 mm	1
92-403.60	3.0 mm	60 mm	1

OrLoS Spongiaschrauben 3.0 / selbstschneidend OrLoS Cancellous Screws 3.0 / self tapping




Schraubendurchmesser Screw Diameter 3.0 mm
Kerndurchmesser Core diameter 1.6 mm
Kopfdurchmesser Head diameter 4.0 mm
Bohrer f. Gewindeloch Drill bit for threaded hole 2.0 mm
Kompatibel zu T-Drive 8 Compatible to T-Drive 8

Titan · Titanium	ø	Länge · Length	VPE · PU
92-404.12	3.0 mm	12 mm	1
92-404.14	3.0 mm	14 mm	1
92-404.16	3.0 mm	16 mm	1
92-404.18	3.0 mm	18 mm	1
92-404.20	3.0 mm	20 mm	1
92-404.22	3.0 mm	22 mm	1
92-404.24	3.0 mm	24 mm	1
92-404.26	3.0 mm	26 mm	1
92-404.28	3.0 mm	28 mm	1
92-404.30	3.0 mm	30 mm	1
92-404.32	3.0 mm	32 mm	1
92-404.34	3.0 mm	34 mm	1
92-404.36	3.0 mm	36 mm	1
92-404.38	3.0 mm	38 mm	1
92-404.40	3.0 mm	40 mm	1




OrLoS Radiusplatte palmar standard winkelstabil
OrLoS Radius Plate palmar standard angle-stable



Titan · Titanium	Lochanzahl · N° of Holes	Länge · Length	VPE · PU
92-500.03L	9 Head · 3 Shaft	links	1
92-500.05L	9 Head · 5 Shaft	left	1
92-500.03R	9 Head · 3 Shaft	rechts	1
92-500.05R	9 Head · 5 Shaft	right	1

Plattenstärke Plate thickness 2.0 mm
 Kompatibel zu OrLoS 3.0 Schrauben Compatible to OrLoS 3.0 Screws

OrLoS Radiusplatte palmar Extended standard winkelstabil
OrLoS Radius Plate palmar Extended standard angle-stable



Titan · Titanium	Lochanzahl · N° of Holes	Länge · Length	VPE · PU
95-502.03L	9 Head · 3 Shaft	links	1
95-502.05L	9 Head · 5 Shaft	left	1
95-502.03R	9 Head · 3 Shaft	rechts	1
95-502.05R	9 Head · 5 Shaft	right	1

Plattenstärke Plate thickness 2.0 mm
 Kompatibel zu OrLoS 3.0 Schrauben Compatible to OrLoS 3.0 Screws


OrLoS Radiusplatte dorsal standard winkelstabil OrLoS Radius Plate dorsal standard angle-stable



Titan · Titanium	Lochanzahl · N° of Holes	Länge · Length	VPE · PU
92-505.03L	7 Head · 3 Shaft	links · left	1
92-505.03R	7 Head · 3 Shaft	rechts · right	1

Plattenstärke Plate thickness 1.5 mm
Kompatibel zu OrLoS 3.0 Schrauben Compatible to OrLoS 3.0 Screws


OrLoS Radiusplatte palmar für Revisionseingriffe winkelstabil OrLoS Radius Plate palmar for revision surgeries angle-stable



Titan · Titanium	Lochanzahl · N° of Holes	Länge · Length	VPE · PU
92-506.08L	9 Head · 8 Shaft	links · left	1
92-506.08R	9 Head · 8 Shaft	rechts · right	1

Plattenstärke Plate thickness 2.5 mm
Kompatibel zu OrLoS 3.0 Schrauben Compatible to OrLoS 3.0 Screws


OrLoS Handgelenksfusionsplatte winkelstabil OrLoS Wrist fusion Plate angle-stable



Titan · Titanium	Lochanzahl · N° of Holes	Länge · Length	VPE · PU
92-508.03	14 Head · 3 Shaft	links · left left · right	1

Plattenstärke Plate thickness 1.5 mm
Kompatibel zu OrLoS 3.0 Schrauben Compatible to OrLoS 3.0 Screws

OrLoS Radiusplatte dorsal, für Handgelenksarthrodesen winkelstabil OrLoS Radius Plate dorsal, for Wrist Arthrodesis angle-stable




Titan · Titanium	Lochanzahl · N° of Holes	Länge · Length	VPE · PU
92-510.11	11	links · rechts left · right	1

Plattenstärke Plate thickness 3.0 mm

Kompatibel zu OrLoS 3.0 Schrauben Compatible to OrLoS 3.0 Screws

OrLoS Olekranonplatte winkelstabil OrLoS Olecranon Plate angle-stable



Titan · Titanium	Lochanzahl · N° of Holes	Länge · Length	VPE · PU
92-512.06	6	89 mm	1
92-512.08	8	99 mm	1
92-512.10	10	115 mm	1
92-512.12	12	131 mm	1

Plattenstärke Plate thickness 2.5 mm

Kompatibel zu OrLoS 3.0 Schrauben Compatible to OrLoS 3.0 Screws

OrLoS Gerade Platte winkelstabil OrLoS Straight Plate angle-stable



Titan · Titanium	Lochanzahl · N° of Holes	Länge · Length	VPE · PU
92-514.07	7/2	84 mm	1
92-514.08	7/4	101 mm	1
92-514.09	9/4	121 mm	1
92-514.11	11/4	141 mm	1

Plattenstärke Plate thickness 2.5 mm

Kompatibel zu OrLoS 3.0 Schrauben Compatible to OrLoS 3.0 Screws

OrLoS Drittelrohrplatten winkelstabil OrLoS One-Third Tubular Plate angle-stable



Titan · Titanium	Lochanzahl · N° of Holes	Länge · Length	VPE · PU
92-516.04	4	34 mm	1
92-516.05	5	42 mm	1
92-516.06	6	50 mm	1
92-516.07	7	58 mm	1
92-516.08	8	66 mm	1
92-516.10	10	82 mm	1
92-516.12	12	98 mm	1

Plattenstärke Plate thickness 1.5 mm

Kompatibel zu OrLoS 3.0 Schrauben Compatible to OrLoS 3.0 Screws



OrLoS Humerusplatte proximal Standard winkelstabil OrLoS Humerus Plate proximal Standard angle-stable




Titan · Titanium	Lochanzahl · N° of Holes	Länge · Length	VPE · PU
92-518.03	14 Head · 3 Shaft	84 mm	1
92-518.04	14 Head · 4 Shaft	92 mm	1
92-518.05	14 Head · 5 Shaft	100 mm	1
92-518.06	14 Head · 6 Shaft	108 mm	1
92-518.08	14 Head · 8 Shaft	124 mm	1
92-518.10	14 Head · 10 Shaft	140 mm	1

Plattenstärke Plate thickness 3.0 mm

Kompatibel zu OrLoS 3.0 Schrauben Compatible to OrLoS 3.0 Screws

Humerusplatte distal ulnarer Pfeiler winkelstabil Humerus Plate distal ulna column angle-stable




Titan · Titanium	Lochanzahl · N° of Holes	Länge · Length	VPE · PU
92-520.10	10	links · rechts left · right	1

Plattenstärke Plate thickness 2.0 mm

Kompatibel zu OrLoS 3.0 Schrauben Compatible to OrLoS 3.0 Screws

OrLoS Humerusplatte distal radialer Pfeiler dorsal winkelstabil OrLoS Humerus Plate distal radial column dorsal angle-stable




Titan · Titanium	Lochanzahl · N° of Holes	Länge · Length	VPE · PU
92-522.11L	11	links · left	1
92-522.11R	11	rechts · right	1

Plattenstärke Plate thickness 3.0 mm

Kompatibel zu OrLoS 3.0 Schrauben Compatible to OrLoS 3.0 Screws

OrLoS Humerusplatte distal radialer Pfeiler lateral winkelstabil OrLoS Humerus Plate distal radial column lateral angle-stable




Titan · Titanium	Lochanzahl · N° of Holes	Länge · Length	VPE · PU
92-524.11L	11	links · left	1
92-524.11R	11	rechts · right	1

Plattenstärke Plate thickness 2.0 mm

Kompatibel zu OrLoS 3.0 Schrauben Compatible to OrLoS 3.0 Screws

OrLoS Calcaneusplatte winkelstabil OrLoS Calcaneus Plate angle-stable




Titan · Titanium	Lochanzahl · N° of Holes	Länge · Length	VPE · PU
92-530.10L	10	links / left	1
92-530.10R	10	rechts / right	1

Plattenstärke Plate thickness 1.5 mm

Kompatibel zu OrLoS 3.0 Schrauben Compatible to OrLoS 3.0 Screws

OrLoS Calcaneusnetzplatte winkelstabil OrLoS Calcaneus Mesh Plate angle-stable




Titan · Titanium	Lochanzahl · N° of Holes	Länge · Length	VPE · PU
92-532.17L	17	links / left	1
92-532.17R	17	rechts / right	1

Plattenstärke Plate thickness 1.5 mm

Kompatibel zu OrLoS 3.0 Schrauben Compatible to OrLoS 3.0 Screws

OrLoS Tarsusplatte opening Wedge winkelstabil OrLoS Tarsus Plate opening Wedge angle-stable




Titan · Titanium	Lochanzahl · N° of Holes	Länge · Length	VPE · PU
92-534.03	3	links · rechts left · right	1

Plattenstärke Plate thickness 1.5 mm

Kompatibel zu OrLoS 3.0 Schrauben Compatible to OrLoS 3.0 Screws

OrLoS Hallux Krallenplatte winkelstabil OrLoS Hallux Claw Plate angle-stable




Titan · Titanium	Lochanzahl · N° of Holes	Länge · Length	VPE · PU
92-536.06	6	38 mm	1
92-536.08	8	50 mm	1

Plattenstärke Plate thickness 1.5 mm

Kompatibel zu OrLoS 3.0 Schrauben Compatible to OrLoS 3.0 Screws

OrLoS Krallenplatte winkelstabil OrLoS Claw Plate angle-stable




Titan · Titanium	Lochanzahl · N° of Holes	Länge · Length	VPE · PU
92-538.04	4	45 mm	1
92-538.05	5	53 mm	1
92-538.06	6	61 mm	1
92-538.08	8	77 mm	1
92-538.10	10	93 mm	1
92-538.12	12	109 mm	1

Plattenstärke Plate thickness 1.5 mm

Kompatibel zu OrLoS 3.0 Schrauben Compatible to OrLoS 3.0 Screws

OrLoS Fibulaplatte winkelstabil OrLoS Fibula Plate angle-stable




Titan · Titanium	Lochanzahl · N° of Holes	Länge · Length	VPE · PU
92-540.07	7	mit Haken with hook	1
92-540.09	9	mit Haken with hook	1
92-540.11	11	mit Haken with hook	1
92-540.13	13	mit Haken with hook	1
92-540.07	7	ohne Haken without hook	1
92-540.09	9	ohne Haken without hook	1
92-540.11	11	ohne Haken without hook	1
92-540.13	13	ohne Haken without hook	1

Plattenstärke Plate thickness 2.0 mm

Kompatibel zu OrLoS 3.0 Schrauben Compatible to OrLoS 3.0 Screws

OrLoS Claviculaplatte winkelstabil OrLoS Clavicle Plate angle-stable




Titan · Titanium	Lochanzahl · N° of Holes	Länge · Length	VPE · PU
92-542.07	7	links · rechts left · right	1
92-542.09	9	links · rechts left · right	1
92-542.11	11	links · rechts left · right	1

Plattenstärke Plate thickness 3.0 mm

Kompatibel zu OrLoS 3.0 Schrauben Compatible to OrLoS 3.0 Screws

OrLoS Claviculaplatte Extended winkelstabil OrLoS Clavicle Plate Extended angle-stable





Titan · Titanium	Lochanzahl · N° of Holes	Länge · Length	VPE · PU
92-544.07	7	links · rechts left · right	1
92-544.09	9	links · rechts left · right	1
92-544.11	11	links · rechts left · right	1

Plattenstärke Plate thickness 3.7 mm

Kompatibel zu OrLoS 3.0 Schrauben Compatible to OrLoS 3.0 Screws

OrLoS Halswirbelsäulenplatte winkelstabil OrLoS Cervical Spine Plate angle-stable



Titan · Titanium	Etagenhöhe Level Height	Etagen / Farbe Levels / Colour	VPE · PU
92-550.16	16	1 · blau · blue	1
92-550.18	18	1 · grün · green	1
92-550.20	20	1 · gelb · yellow	1
92-550.22	22	1 · pink · pink	1
92-551.16	16	2 · blau · blue	1
92-551.18	18	2 · grün · green	1
92-551.20	20	2 · gelb · yellow	1
92-551.22	22	2 · pink · pink	1
92-552.16	16	3 · blau · blue	1
92-552.18	18	3 · grün · green	1
92-552.20	20	3 · gelb · yellow	1
92-552.22	22	3 · pink · pink	1

Plattenstärke Plate thickness 1.5 - 2.0 mm

Kompatibel zu OrLoS 3.0 Schrauben Compatible to OrLoS 3.0 Screws

OrLoS 3.0 - Unterlegscheibe nicht winkelstabil OrLoS 3.0 - washer not angle stable



Titan · Titanium	Lochanzahl · N° of Holes	Länge · Length	VPE · PU
92-600.07	1	7 mm	1



Bohrer / Drill Bits

ø mm	AO shaft	Length mm	round shaft	Length mm
2.0	95-169.14	100 / 75	95-169.03	85 / 70
2.5	95-169.15	110 / 85	95-169.04	95 / 80



95-172.01
T-Griff für Gewindeschneider
Tap Handle for AO shaft



95-172.03
Handstück für Gewindeschneider
Tap Handle for AO shaft (Ferrozell)



95-174.02

Schraubenmessgerät für kleine Schrauben
Depth Gauge for Small Screws



95-187.50

Drill guide with inserts (complete)
2,0 mm and 2,5 mm
Bohrbüchsen mit Einsätzen
2,0 mm und 2,5 mm (komplett)



95-187.51

Drill guide for inserts 2,0 mm and 2,5 mm
Bohrbüchsen Griff für Bohrbüchsen Einsätze
2,0 mm und 2,5 mm



95-187.55

Inserts for drill guide
(95-187.51) 2,0 mm, cancellous
Bohrbüchsen Einsatz
für Bohrbüchsen Griff
(95-187.51) 2,0 mm, Spongiosa



95-187.56

Inserts for drill guide
(95-187.51) 2,5 mm, cortical
Bohrbüchsen Einsatz
für Bohrbüchsen Griff
(95-187.51) 2,5 mm, Kortikalis



95-195.00

Biegezange
Bending Plier



04-200.15

Plattenfaßpinzette, 15,5 cm
Plate Holding Forceps, 15,5 cm



95-193.00

Schraubenhaltepinzette
Screw Forceps



95-175.00

Scharfer Haken / Sharp Hook
for checking alignment of fracture ends and
for removing in-grown tissue in screw heads

„THORX“ Technology



95-178.50
T-8 Drive



95-178.52
Schraubendreher, T-8 Drive, fest 18,0 cm
selbsthaltend für Schrauben ø 3,0 mm
Screw-driver, T-8 Drive, firm 18,0 cm
self-retaining, for screws ø 3,0 mm



95-178.58
Screw-driver blade
T-8 Drive
ø 3,0 mm





Ortho-Medical GmbH

Hauptstrasse 5
78589 Dürbheim
Germany

Phone +49 7424 9403-40
Fax +49 7424 9403-43
www.orthomedical.de
mail@orthomedical.de